

**F&P** Solo

Masque nasal AutoFit  
Masque narinaire AutoFit

Simplement AutoFit™



[www.fphcare.com](http://www.fphcare.com)

**Fisher & Paykel**  
HEALTHCARE

# Le premier masque AutoFit au monde

F&P Solo™ combine des années d'innovation continue et des composants à la pointe de la technologie pour inaugurer une nouvelle ère en matière de masques automatiques. Le premier masque AutoFit au monde, F&P Solo, simplifie la mise en place comme nul autre, grâce à la technologie AutoLock™.



Balayez le code QR pour  
découvrir en ligne comment  
fonctionne F&P Solo



## Ajustez

Les utilisateurs doivent simplement étirer le masque par-dessus leur tête et le placer sur leur visage.

## Touchez

Les utilisateurs ajustent leur masque à leur goût en l'appuyant sous leur nez d'une légère pression.

## Dormez

La technologie AutoLock maintient confortablement le masque en place, en réagissant activement aux mouvements pendant le sommeil et aux pressions du traitement par PPC.

# Une conception révolutionnaire du harnais



## Réduit le serrage excessif

Dépourvu de sangles conventionnelles à défaire et à tirer, le harnais Autofit réduit le serrage excessif.



## Technologie AutoLock

La technologie AutoLock maintient le coussin en place; il suffit de tirer une seule fois pour dégager le harnais.

(vue aux rayons X)

## Deux options de coussin

F&P Solo est vendu avec des coussins ou des bulles narinaires. Ils peuvent également être achetés individuellement et interchangeables.




Coussin nasal




Bulle narinaire

## Simple pour vous et vos patients



### Sélection du masque

Un système de harnais avec deux options de coussin pour simplifier le choix du masque pour vous et votre patient.




### Configuration avec l'application F&P myMask™

F&P myMask aide vos patients à configurer et à ajuster leur masque.



### Emballage facile à utiliser

Les instructions illustrées étape par étape permettent de configurer le masque de manière autonome.



### Soutien offert par F&P myMask

F&P myMask aide à l'ajustement, au nettoyage et au dépannage.

F&P Solo Nasal	
Code	Description du F&P Solo Nasal
SLNISMLU	Masque nasal Fit Pack
SLNISU	Masque nasal petit
SLNIMU	Masque nasal moyen
SLN1LU	Masque nasal grand
SLN1WU	Masque nasal large
400SLN115	Coussin nasal petit
400SLN116	Coussin nasal moyen
400SLN117	Coussin nasal grand
400SLN118	Coussin nasal large

F&P Solo Pillows	
Code	Description du F&P Solo Pillows
SLPISMLU	Masque narinaire Fit Pack
SLPISU	Masque narinaire petit
SLPIMU	Masque narinaire moyen
SLPILU	Masque narinaire grand
400SLP114	Bulle narinaire petite
400SLP115	Bulle narinaire moyenne
400SLP116	Bulle narinaire grande

F&P Solo	
Code	Description F&P Solo
400SL121	Harnais de rechange
400SL141	Tube, cadre et raccord pivotant

Références : 1. 85 participants sur 91 ont jugé leur expérience avec les masques F&P Solo Nasal ou F&P Solo Pillows simple ou très simple. Étude de validation interne menée auprès de 91 participants aux É.-U., en 2022. F&P, AutoFit, AutoLock, F&P Solo et myMask sont des marques de commerce de Fisher & Paykel Healthcare Limited. Pour obtenir des renseignements sur les brevets, consultez le site [www.fphcare.com/ip](http://www.fphcare.com/ip). 632008 REV A © 2024 Fisher & Paykel Healthcare Limited.