

Autonomie de la batterie Medistrom Pilot Flex

Marque	Modèle d'appareil	Pression (cm H ₂ O)	Humidificateur / Tuyau chauffant	Autonomie
ResMed	AirMini	Faible - 5	Non	19 h 42 min
ResMed	AirMini	Moyenne - 10	Non	12 h 44 min
ResMed	AirMini	Moyenne - 10	Oui	2 h 33 min
ResMed	AirSense 10	Faible - 5	Non	15 h 54 min
ResMed	AirSense 10	Faible - 5	Oui	2 h 16 min
ResMed	AirSense 10	Moyenne - 10	Non	11 h 20 min
ResMed	AirSense 10	Moyenne - 10	Oui	2 h 59 min
ResMed	AirSense 11	Faible - 5	Non	17 h 55 min
ResMed	AirSense 11	Faible - 5	Oui	2 h 17 min
ResMed	AirSense 11	Moyenne - 10	Non	11 h 34 min
ResMed	AirSense 11	Moyenne - 10	Oui	3 h 13 min
Philips Respironics	DreamStation 1	Faible - 5	Non	19 h 13 min
Philips Respironics	DreamStation 1	Faible - 5	Oui	3 h 02 min
Philips Respironics	DreamStation 1	Moyenne - 10	Non	12 h 16 min
Philips Respironics	DreamStation 1	Moyenne - 10	Oui	3 h 05 min
Philips Respironics	DreamStation 2	Faible - 5	Non	17 h 55 min
Philips Respironics	DreamStation 2	Faible - 5	Oui	2 h 53 min
Philips Respironics	DreamStation 2	Moyenne - 10	Non	12 h 00 min